

## Poids individuel OIML E2 (316)

Poids individuel, forme cylindrique compacte, inox poli

Matériel poids de contrôle: inox poli

Matériel étui (disponible en option): plastique rembourré ou Bois (317-140-100)

Indication: Des poids expédiés sans étui de protection ont de fortes chances d'être endommagés, avec pour conséquence des erreurs dépassant les limites tolérées. Dans le pire des cas, vos poids pourraient devenir inutilisables. C'est pourquoi nous vous proposons les étuis de protection et de rangement appropriés pour éviter tout dommage et conserver vos poids en toute sécurité pour toute leur durée de vie. Si vous souhaitez néanmoins que vos poids soient envoyés sans étui de protection, nous vous prions de nous former.



OPTIONS DISPONIBLES : Certificat d'étalonnage, homologation.

Nr art.	Valeur nom. (g)	Tolérance +/- (mg)	Prix (HT)	
316-01	1	0,03	CHF	53.00
316-02	2	0,04	CHF	56.00
316-03	5	0,05	CHF	59.00
316-04	10	0,06	CHF	62.00
316-05	20	0,08	CHF	72.00
316-06	50	0,1	CHF	77.00
316-07	100	0,16	CHF	83.00
316-08	200	0,3	CHF	106.00
316-09	500	0,8	CHF	178.00
316-11	1000	1,6	CHF	258.00
316-12	2000	3	CHF	416.00
316-13	5000	8	CHF	600.00
316-14	10000	16	CHF	848.00