

-30/+10°C

DEMANDEZ LE PRIX
DES OPTIONS

AUSSI DISPONIBLE
AVEC INTÉRIEUR
EN INOX

CONGELATEURS
ET REFRIGÉRATEURS
DE LABORATOIRES

Série LFF (Combi Range)

Ce modèle associe toutes les technologies et caractéristiques des séries LR et LF, mais l'avantage de cette série est le gain de place, étant donné que les appareils sont équipés d'un réfrigérateur et d'un congélateur, tout en un. Chaque compartiment a un régulateur bien à lui bien sûr, afin de pouvoir programmer chaque partie selon vos critères personnels.

Tous les modèles de la série LR et LF ont un nouveau design au niveau du panneau supérieur avec plus de trous pour faciliter le passage d'air afin d'aérer et ainsi de permettre à l'appareil de refroidir encore plus vite.



LFF 270



Série LR / LF

- Extérieur blanc ou inox
- Intérieur inox
- Fermeture de porte automatique
- Ventilation de froid
- Étagères ajustables
- Roulettes de guidage
- Serrure
- Porte réversible

Caractéristiques du Régulateur

- Régulateur micro processeur avec écran numérique
- Environ 72 hrs de batterie backup pour les alarmes, le registre et l'affichage des températures en cas de coupure de secteur
- Alarme visuelle et sonore
- Alarme des températures ajustable (+/-)
- Alarme en cas de coupure de secteur
- Alarme en cas d'arrêt de la sonde
- Alarme en cas d'arrêt des instruments
- Alarme en cas d'ouverture de la porte
- Prise de courant pour une surveillance à distance
- Possibilité d'installer une alarme GSM
- Base de données intégrée (software inclus)
- Interface RS485/232
- Lecture USB de l'ordinateur de données
- Cycle automatique en cas de panne de la sonde
- Affichage de la température ambiante
- Téléchargement direct avec clef USB
- Protection avec mot de passe à 3 niveaux
- Indication du niveau de batterie
- Mémoire intégrée

Scannez-moi et voyez
les détails du Combi Range



www.arctiko.com

Modèle	LFF 270**	LFF 660**
Code de l'article (DAI no.)	DAI 0235/0236*	DAI 0265/0266*
Dimensions extérieures LxIxH (mm)	520x700x1997	720x860x1997
Capacité nette (L)	160 / 160	290 / 290
Gamme de températures (°C)	+1/+10 / -10/-30	+1/+10 / -10/-30
Source de courant (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50

Nous réservons le droit de changer certaines données sans préavis. Sous réserve de confirmation et de disponibilité.

* code DAI pour les appareils avec extérieur en acier inoxydable.

** pour extérieur en acier inoxydable, veuillez ajouter la mention -ST au nom du produit.