

Agitateur magnétique chauffant infra rouge CR302



Chauffage très efficace permettant un gain de temps et d'énergie.

Agitation magnétique puissante jusqu'à 15 litres.

Contrôle de l'agitation de 100 à 1500 tours/min.

Surface vitro-céramique résistante aux acides.

Témoin « Hot » pour la sécurité des utilisateurs.

L'utilisation d'une lampe infra rouge puissante de 900 W, permet à cette plaque chauffante de faire bouillir 1 litre d'eau 30% plus vite qu'une plaque traditionnelle de laboratoire de 1200 W.

Ce modèle est idéal pour le chauffage et l'agitation des grands volumes qui nécessitent un chauffage très rapide, particulièrement pour les milieux microbiologiques.

Livré avec 2 barreaux aimantés en PTFE de 25 mm.

Code	CR302
Vitesse d'agitation (tours / min.)	100 à 1500
Dimensions de la surface (mm)	300 x 300
Zone de chauffe (mm)	140 de diamètre
Puissance de chauffe (W)	900
Dimensions externes L x l x h (mm)	300 x 365 x 105
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 950
Poids (Kg)	4