

# Distillateur - Distinction



2 thermostats de sécurité.  
Elément chauffant recouvert de verre de silice.  
Distillat utilisable immédiatement.  
Contrôleur de niveau du réservoir en standard (Electrovanne).  
Diamètre interne du tube d'arrivée d'eau : 9mm.  
Possibilité d'accroche murale.

<b>Code</b>	<b>D4000</b>
<b>Modèle</b>	<b>Distinction</b>
<b>Débit (litres/heure)</b>	<b>4 (240 V)</b>
<b>pH distillat</b>	<b>5,0 à 6,5</b>
<b>Conductivité (µS/cm)</b>	<b>1,0 à 2,0</b>
<b>Résistivité (mOhm-cm)</b>	<b>0,5 - 1,0</b>
<b>Température du distillat en sortie</b>	<b>25 à 35°C</b>
<b>Alimentation en eau (litres / heure)</b>	<b>60</b>
<b>Dimensions L x h x p (mm)</b>	<b>540 x 410 x 160</b>
<b>Alimentation électrique (V / Hz / W)</b>	<b>220 / 50 / 3000</b>
<b>Poids (Kg)</b>	<b>11</b>