

COOLSTORE

Nouvelle technologie



COOLSTORE 600 / COOLSTORE 1300

Froilabo Firlabo

FIABLE
STABLE
PRECIS
HOMOGENE

INCUBATEUR REFRIGERE

Gamme de 0 à 60°C



	COOLSTORE 600/0	COOLSTORE 1300/0
Gamme de température °C	0°C à +60°C	
Régulateur	PID à double affichage	
Alarmes	Température haute et basse	
Sécurité	Thermostat indépendant de surtempérature classe 3.1	
Volume (l)	600	1350
Dimensions externes L x P x H (mm)	700 x 830 x 2130	1430 x 830 x 2130
Dimensions internes L x P x H (mm)	530 x 660 x 1550	1270 x 660 x 1550
Etagères L x P 530 x 655 mm	4	2 x 4
Passage de paroi diamètre 35 mm	Coté droit	
Cuve Intérieure et Extérieure	Acier inoxydable	
Fermeture de l'enceinte	à clef	
Roulettes	4 dont 2 avec freins	5 dont 3 avec freins
Fluide frigorigène sans CFC / HCFC	R 134a	
Poids (Kg)	170	210
Alimentation électrique	1650 W	2400 W
Puissance électrique	230 V - 50 Hz mono + T	



8 Bd Monge - 69330 Meyzieu Tél: 04 78 04 75 75 - Fax: 04 78 04 75 76.
35 Bd Beaubourg - 77184 Emerainville Tél: 01 60 95 15 65 - Fax: 01 60 37 41 78

www.froilabo.com

FIABLE
STABLE
PRECIS
HOMOGENE

INCUBATEUR REFRIGERE

Gamme de -20 à 60°



	COOLSTORE 600/-20	COOLSTORE 1300/-20
Gamme de température °C	-20°C à +60°C	
Régulateur	PID à double affichage	
Alarmes	Température haute et basse	
Sécurité	Thermostat indépendant de surtempérature classe 3.1	
Volume (l)	600	1350
Dimensions externes L x P x H (mm)	700 x 830 x 2130	1430 x 830 x 2130
Dimensions internes L x P x H (mm)	530 x 660 x 1550	1270 x 660 x 1550
Etagères L x P 530 x 655 mm	4	2 x 4
Passage de paroi diamètre 35 mm	Coté droit	
Cuve Intérieure et Extérieure	Acier inoxydable	
Fermeture de l'enceinte	à clef	
Roulettes	4 dont 2 avec freins	5 dont 3 avec freins
Fluide frigorigène sans CFC / HCFC	R 404a	
Poids (Kg)	170	210
Alimentation électrique	1650 W	2400 W
Puissance électrique	230 V - 50 Hz mono + T	



8 Bd Monge - 69330 Meyzieu Tél: 04 78 04 75 75 - Fax: 04 78 04 75 76.
35 Bd Beaubourg - 77184 Emerainville Tél: 01 60 95 15 65 - Fax: 01 60 37 41 78

www.froilabo.com