


Cuves à usage unique pour spectrophotomètres

JENWAY



Code	Gamme spectrale (nm)	Volume	Cuves / boîte
J035143	220 - 900	70 μ l	100
J035132	220 - 900	300 μ l	100
J060232	280 - 1100	1 ml	500
J060231	280 - 1100	1,6 ml	100
J060230	280 - 1100	3,5 ml	100
J060229	320 - 1100	3,5 ml	500
J060084	320 - 1100	3,5 ml	100
J060087	320 - 1100	1 ml	100

Bibby Scientific France

Bibby Scientific France SAS
Zi du Rocher Vert BP 79
77793 Nemours Cedex
Téléphone : +33 (0)1 64 45 13 13
Fax : +33 (0)1 64 45 13 00
Email : bsf@bibby-scientific.fr