


# Cuves à usage unique pour spectrophotomètres, gamme économique

**Sterilin**



Polystyrène cristal, modèle macro ou micro.  
Trajet optique de 10 mm.  
Longueur d'onde d'utilisation entre 310 et 1100 nm.

Code	Volume (ml)	Nombre de pièces / boîtes
1015-0	2 à 4	100
1016-0	0,5 à 2	100

Bibby Scientific France

Bibby Scientific France SAS  
ZI du Rocher Vert BP 79  
77793 Nemours Cedex  
Téléphone : +33 (0)1 64 45 13 13  
Fax : +33 (0)1 64 45 13 00  
Email : bsf@bibby-scientific.fr