



Logiciel convivial qui offre la possibilité de connecter jusqu'à 32 thermocycleurs Techne à un seul PC. Il élimine le besoin de programmer individuellement chaque thermocycleur ou de rappeler les noms du programme enregistré.

Création et enregistrement des programmes : l'organisation successive des écrans de programmation intuitifs rend le travail on ne peut plus simple.

Jusqu'à 32 thermocycleurs : les programmes peuvent être envoyés à une ou plusieurs unités en même temps.

Ecran de contrôle : à tout moment vous pouvez observer sur votre écran le statut de votre expérience, la température réelle et le compte à rebours du temps restant pour chaque appareil connecté.

Simplification du HTS.

Télécharger gratuitement une copie de Gensoft directement à partir du site de Techne. www.techne.com

Code	Descriptif
Gensoft	Logiciel à télécharger gratuitement sur le site www.techneusa.com