

Agitateurs vortex



Choix de 2 modèles.

Le modèle économique, SA7, fonctionne à une vitesse fixe de 2500 vibrations / minute. Il assure une agitation rapide et uniforme.

Le modèle à vitesse variable, SA8, offre un contrôle électronique de la vitesse (200 à 2500 vibrations / minute).

Faciles à utiliser et très efficaces.

Aucune maintenance, la construction en zinc recouvert d'une peinture en polyester permet de nettoyer très facilement l'appareil.

Stabilité maximum.

Garantis 3 ans.

Conformes aux standards de sécurité Européens.

Code	SA7	SA8
Vitesse d'agitation (vibrations / min.)	2500	200 à 2500
Orbite	4,2	4,2
Dimensions L x l x h (mm)	78 x 135 x 215	78 x 135 x 215
Alimentation électrique (V / Hz / W)	90-240 / 50-60 / 20	90-240 / 50-60 / 20
Poids (Kg)	3,2	3,2