



Halo Sense

Luftqualitätssensor für Labor

Der Alltag im Labor wird Einfacher und *Sicherer*



Überprüfen Sie die Qualität der eingeatmeten Luft im Labor

Ein permanentes Monitoring


Halo Sense überwacht die Luftqualität Ihres Labors ständig und erkennt ein breites Spektrum von Schadstoffen und Dämpfen in der Raumluft.

Die Lösung zu den unterschiedlichsten Verschmutzungen




Halo Sense ist in drei Versionen erhältlich: flüchtige organische Verbindungen (VOC), Säuren und Formaldehyd.

Die SMART-Technologie

Die SMART-Technologie setzt den Anwender über sein Schutzniveau durch Licht in Kenntnis. Somit kann er durch ein pulsierendes Licht über die Luftqualität in Echtzeit informiert werden. Nutzen Sie die eGuard App zur Fernsteuerung und um Sicherheitsmitteilungen zu erhalten.



Eigenschaften



Halo Sense 3 Versionen

VOC

Für die Detektion von flüchtigen organischen Verbindungen

Formaldehyd

Für die Detektion von Formaldehyddämpfen

Säuren

Für die Detektion von Säuredämpfen

| | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|
| Gehäuse | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | | |
| Detektion | Halbleitersensor | Elektrochemische Zelle | Elektrochemische Zelle |
| Gewicht | 1kg | | |
| Installation | Zum Aufstellen, Wandbesfestigung oder an der Decke aufgehängt | | |
| eGuard App | App für die Überwachung und die Fernsteuerung | | |
| Energieverbrauch | 10W | | |
| Schnittstelle | Einfache Kommunikation durch pulsierendes Licht | | |
| Spannung / Frequenz | 80-240V 50/60Hz | | |



Laden Sie die eGuard App herunter und beobachten Sie die Luftqualität Ihres Labors aus der Ferne

Im Falle einer Verschmutzungsdetektion im Labor erhalten Sie über den eGuard einen Alarm auf Ihrem Smartphone. Dies ermöglicht Ihnen ein unverzügliches Handeln.

Verfügbar für Smartphone



Deutschland
0800 330 47 31 | verkauf@erlab.net

Die USA
+1 800-964-4434 | captairsales@erlab.com

China
+86 (0) 512 5781 4085 | sales.china@erlab.com.cn

Malaysia
+60 (0) 7 3 555 724 | erlab@tm.net.my

Aus anderen deutschsprachigen Ländern
+33 (0) 2 32 09 55 95 | verkauf@erlab.net

Frankreich
+33 (0) 2 32 09 55 80 | ventes@erlab.net

Grossbritannien
+44 (0) 1722 341 940 | salesuk@erlab.net

Italien
+39 (0) 2 89 00 771 | vendite@erlab.net

Spanien
+34 93 673 24 74 | ventas@erlab.net



www.erlab.com

