

# Kits d'analyses

# JENWAY

Kits complets prêts à l'emploi à compléter du filtre correspondant selon tableau ci-après.  
Durée de vie importante, jusqu'à 10 ans.  
Jusqu'à 100 tests par kit.  
Simple d'utilisation avec mode d'emploi "graphique".

Code	Code filtre AquaGem correspondant	Gamme	Nombre de tests	Éléments
J025300	J603600	5 à 200 mg/CaCO <sub>3</sub>	100	Alcalinité M
J025301	J603601	5 à 300 mg/CaCO <sub>3</sub>	100	Alcalinité P
J025302	J603602	0,01 à 0,25 mg/l Al	100	Aluminium
J025303	J603603	0,02 à 1 mg/l	100	Ammoniaque
J025305	J603605	1 à 50 mg/l N	100	Ammonium HR
J025304	J603604	0 à 2,5 mg/l N	100	Ammonium LR
J025327	J603627	0,5 à 25 mg/l N	100	Azote (total) (LR)
J025328	J603628	5 à 150 mg/l N	100	Azote total (HR)
J025306	J603606	0,1 à 6,5 mg/l Br	100	Brome
J025307	J603607	0,05 à 3 mg/l Cl	100	Chlore (libre)
J025308	J603608	0,05 à 3 mg/l Cl	100	Chlore (Total)
J025314	J603614	0,02 à 2 mg/l Cr <sup>6+</sup>	100	Chrome (Hex)
J025313	J603613	0,02 à 2 mg/l Cr	100	Chrome (Total)
J025316	J603616	0,5 à 5 mg/l Cu	100	Cuivre (libre)
J025315	J603315	0,5 à 5 mg/l Cu	100	Cuivre (Total)
J025312	J603612	15000 mg/l DCO	100	DCO (HR)
J025310	J603610	0 à 150 mg/l DCO	100	DCO (LR)
J025311	J603611	1500 mg/l DCO	100	DCO (MR)
J025309	J603609	0,5 à 2,5 mg/l ClO <sub>2</sub>	100	Dioxyde
J025318	J603618	2 à 50 mg/l CaCO <sub>3</sub>	100	Dureté
J025320	J603620	0,5 à 1,5 mg/l H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	100	Eau oxygénée
J025322	J603622	0,1 à 3 mg/l Fe	100	Fer (soluble)
J025317	J603617	0,02 à 1,5 mg/l F	100	Fluorure
J025321	J603621	0,2 à 3,5 mg/l I	100	Iode
J025323	J603623	0,05 à 4 mg/l Mn	100	Manganèse
J025325	J603625	1 à 30mg/l N	100	Nitrate
J025326	J603626	0,01 à 0,5 mg/l N	100	Nitrite
J025330	J603630	0,05 à 4 mg/l Po <sub>4</sub>	100	Orthophosphate
J025329	J603629	0,25 à 15 mg/l O <sub>2</sub>	100	Oxygène Active
J025331	J603631	6,5 à 8,4 pH	100	pH
J025332	J603632	0,5 à 12 mg/l K	100	Potassium
J025333	J603633	0,05 à 3 mg/l SiO <sub>2</sub>	100	Silice
J025334	J603634	2 à 100 mg/l SO <sub>4</sub>	100	Sulphate
J025335	J603635	0,04 à 0,5 mg/l S	100	Sulphide
J025336	J603636	0,05 à 4mg/l SO <sub>3</sub>	100	Sulphite
J025319	J603619	0 à 500 mg/l PtCo	-	Trouble
J025337	J603637	0,02 à 1 mg/l Zn	100	Zinc

Bibby Scientific France

Bibby Scientific France SAS  
Zi du Rocher Vert BP 79  
77793 Nemours Cedex  
Téléphone : +33 (0)1 64 45 13 13  
Fax : +33 (0)1 64 45 13 00  
Email : bsf@bibby-scientific.fr