

# pH-mètre portable All premier 3150

**JENWAY**

Le modèle 3150 mesure à la fois pH, mV et température, il est particulièrement adapté aux mesures dans des conditions difficiles. Le boîtier est parfaitement étanche (IP67) et peut flotter dans l'eau en cas de chute. Il est idéal pour les mesures de terrain dans le milieu de l'environnement. L'utilisation de cet appareil est simple pour un travail de routine quotidien. L'accès aux différents menus est facile via le clavier tactile. L'affichage est large et donne en permanence le pH/mV et la température.

Boîtier étanche conforme IP67.

Large choix d'électrodes.

Mémorise jusqu'à 100 mesures.

Reconnaissance automatique des tampons pH (entrée manuelle si nécessaire).

Autonomie de 100 h d'utilisation avec arrêt automatique.

Menu déroulant simple d'utilisation.

Livré avec sonde pH / T° (J027227), tampons pH 4, 7, 10 en gélule, piles et mode d'emploi.

<b>Code</b>	<b>J538001</b>
<b>Gamme pH</b>	<b>-2,00 à 16,00</b>
<b>Résolution / précision (pH)</b>	<b>0,01 / ± 0,02</b>
<b>Gamme mV (Abs et Rel)</b>	<b>± 1999</b>
<b>Résolution / précision (mV)</b>	<b>1 / ±1</b>
<b>Gamme de température (°C / °F)</b>	<b>-10 à 105 / 14 à 221</b>
<b>Résolution / Précision température (°C / °F)</b>	<b>0,1 ± 0,5 / 1 ±1</b>
<b>Gamme ATC (°C)</b>	<b>0 à 100</b>
<b>Reconnaissance automatique des tampons</b>	<b>4,00 7,00 et 10,05 (entrée manuelle)</b>
<b>Calibration pH</b>	<b>1 ou 2 points</b>
<b>Dimensions de l'appareil L x l x h (mm)</b>	<b>80 x 200 x 60</b>
<b>Alimentation</b>	<b>3 piles AA (incluses)</b>
<b>Poids (g)</b>	<b>370</b>

Bibby Scientific France

Bibby Scientific France SAS  
Zi du Rocher Vert BP 79  
77793 Nemours Cedex  
Téléphone : +33 (0)1 64 45 13 13  
Fax : +33 (0)1 64 45 13 00  
Email : bsf@bibby-scientific.fr