

Agitateur magnétique chauffant multipostes



3 régulateurs indépendants pour l'agitation et la température.
3 témoins de sécurité "Hot".
Capacité de 3 béchers de 5 litres maximum.
Agitation possible jusqu'à 15 litres.
Livré avec 3 barreaux aimantés de 25 mm.

Code	SB162-3
Matériau de surface	Alliage aluminium / silicone
Dimensions de la surface (mm)	160 x 160
Zone de chauffe (mm)	3 x 160 x 160
Puissance de chauffe (W)	3 x 700
Température maxi (°C)	325
Vitesse d'agitation (tours / min.)	100 à 1500
Dimensions de l'appareil L x l x h (mm)	600 x 270 x 110
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 2250
Poids (Kg)	11