

# Compteur de colonies



Système de comptage par pression à sensibilité réglable.

Utilisable avec tout type de stylo.

Affichage digital de 0 à 999.

Calcul d'une moyenne de comptage.

Confirmation sonore du comptage.

Fond noir ou fond blanc.

Forme ergonomique.

L'appareil est équipé, en standard, de deux grilles de Wolffhuegel et d'un centreur de boîte pour faciliter l'utilisation des boîtes d'un diamètre inférieur à 90 mm.

Les loupes x1,7 ou x3 sont à commander séparément.

<b>Code</b>	<b>SC6</b>
<b>Taille de boîtes acceptées</b>	<b>jusqu'à 90 mm</b>
<b>Comptage</b>	<b>0 à 999</b>
<b>Dimensions L x l x h (mm)</b>	<b>310 x 300 x 140</b>
<b>Alimentation électrique (V / Hz / W)</b>	<b>230 / 50 / 22</b>
<b>Poids (Kg)</b>	<b>1,5</b>