

Un rapport fonctionnalités / prix imbattable

Système de navigation intuitif.

Déplacement dans les menus.

Bloc-notes (rappel des limites et des différents paramètres tels que le nom d'une méthode, mode de mesures, etc...)

Calibrage automatique

A chaque allumage l'appareil teste toutes ses fonctions et se calibre à l'aide d'un filtre sur 6 longueurs d'onde.

Système optique performant.

Réseau holographique Jobin Yvon®, protégé par une lentille pour une durée de vie optimale.

Anadéo 1 : absorbance, transmittance, concentration et 50 méthodes programmables.

Anadéo Plus : identique à l'Anadéo 1 avec en plus :

- Courbe étalon en 8 points.

- Cinétique avec programmation du temps de retard, la durée et le nombre d'intervalles, calcul de pentes moyennes ou intermédiaires.

- Ratio à 2 longueurs d'onde.

- Balayage spectral (imprimante nécessaire).

Code	SANADEO1	SANADEO2
Modèle	Spectrophotomètre Visible Anadéo 1	Spectrophotomètre Visible Anadéo Plus
Absorbance	Oui	Oui
Transmittance	Oui	Oui
Concentration	Oui	Oui
Cinétique	Non	Oui
Multi longueurs d'onde	Non	Oui
Ratio	Non	Oui
Différence	Non	Oui
Courbes de calibration	1 pt	8 pt
Spectre	Non	Oui via un PC
Mémoire	50	50