

# Distillateur - Merit



Economique.  
Robinet de vidange.  
Distillat basse température de grande qualité utilisable immédiatement.  
Thermostat de sécurité.  
Pas d'électrovanne pour vérifier le niveau du réservoir.  
Conception compacte.  
Possibilité d'accroche murale.

Code	W4000/EURO
Modèle	Mérit
Débit (litres/heure)	4 (220 V)
pH distillat	5,0 à 6,5
Conductivité ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )	3,0 à 4,0
Résistivité (mOhm-cm)	0,25 - 0,30
Température du distillat en sortie	25 à 35°C
Alimentation en eau (litres / heure)	60
Dimensions L x h x p (mm)	500 x 450 x 150
Alimentation électrique (V / Hz / W)	220 / 50 / 3000
Poids (Kg)	11